

HYABAK

Protezione oculare contro i raggi UV

INGREDIENTI

Ialuronato di sodio, cloruro di sodio, trometamolo, actinochinolo, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili.

PROPRIETÀ

HYABAK è una soluzione ipotonica destinata all'instillazione sull'occhio o sulle lenti a contatto. Contiene acido ialuronico (agente lubrificante ed idratante) e actinochinolo (agente con proprietà anti UV).

HYABAK È CONSIGLIATO

- Per umidificare e lubrificare l'occhio in caso di secchezza o sensazione di affaticamento oculare provocate da fattori esterni quali vento, fumo, inquinamento, polvere, caldo secco, climatizzazione, viaggi in aereo, lavoro protratto al computer.
- Nei portatori di lenti a contatto, il prodotto consente di lubrificare e idratare la lente per facilitare la sua applicazione o rimozione e apportare una sensazione di un rapido comfort durante la giornata.

HYABAK, grazie al sistema **ABAK®**, dispensa delle gocce di soluzione priva di conservanti. La soluzione può essere utilizzata con qualunque tipo di lente a contatto e, grazie all'assenza di conservanti, offre un elevato rispetto dei tessuti oculari.

MODALITÀ E VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Prodotto per instillazione oculare. Instillare una goccia in ogni occhio, ripetendo la somministrazione in base alle necessità nel corso della giornata. Portatori di lenti a contatto: instillare una goccia su ogni lente al momento dell'applicazione o della rimozione, ripetendo la somministrazione in base alle necessità nel corso della giornata. Per una corretta utilizzazione del prodotto, è necessario adottare alcune semplici precauzioni:

- Lavare accuratamente le mani prima di procedere all'applicazione.
- Evitare il contatto dell'occhio o delle palpebre con il beccuccio del flacone. Instillare una goccia

di HYABAK nel sacco congiuntivale, distendendo leggermente verso il basso la palpebra inferiore e guardando contemporaneamente verso l'alto. Il tempo di formazione di una goccia è più lungo che con un flacone classico. Richiudere il flacone dopo utilizzo. Applicazione di lenti a contatto: instillare una goccia di HYABAK nella concavità della lente.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C. Il flacone non deve essere conservato oltre 3 mesi dopo la prima apertura.

SPECIALI AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER L'USO

- Non utilizzare HYABAK se allergico ad uno qualsiasi dei componenti.
- Evitare il contatto dell'occhio con il beccuccio del flacone.
- Non iniettare, non ingerire.
- Il filtro UV non sostituisce l'utilizzo degli occhiali da sole.
- È consigliabile distanziare di 10 minuti la somministrazione di due prodotti oculari.
- In caso di rottura dell'anello di protezione non utilizzare il prodotto.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

EFFETTI COLLATERALI O INDESIDERATI

Rara insorgenza di lievi irritazioni oculari.

Disponibile nei formati 10 ml, 5 ml e UD da 10 contenitori monodose.