

BLEPHASOL DUO

Lozione micellare per l'igiene quotidiana delle palpebre sensibili

PRESENTAZIONE

Lozione micellare per la pulizia delle palpebre sensibili. Flacone da 100 ml. Per applicazione cutanea.

PROPRIETÀ E INDICAZIONI

BLEPHASOL è raccomandato per l'igiene quotidiana delle palpebre sensibili particolarmente del bordo libero palpebrale.

Grazie alle sue proprietà micellari, **BLEPHASOL** agisce meccanicamente ed elimina le impurità, la sporcizia, le croste e il trucco presenti sulle palpebre e alla radice delle ciglia.

Esente da alcol (etanolo) **BLEPHASOL** pulisce con delicatezza, senza irritare gli occhi, né aggredire gli strati esterni dell'epidermide che la proteggono dalle aggressioni esterne (freddo, sole, sudore, allergeni, inquinanti vari).

BLEPHASOL non è profumato né grasso e non occorre sciacquare dopo l'uso.

BLEPHASOL può essere raccomandato ai portatori di lenti a contatto.

ISTRUZIONI PER L'USO

In media, due volte al giorno, mattina e sera o ogni volta che si desidera pulire le palpebre.

Di fronte ad uno specchio:

- Applicare con delicatezza una compressa idrofila imbevuta di **BLEPHASOL** sulle palpebre e sulla base delle ciglia chiudendo l'occhio.
- Massaggiare delicatamente le palpebre con piccoli movimenti circolari per eliminare tutti i residui ed espellere il contenuto delle ghiandole palpebrali.
- Tirare leggermente le palpebre quindi stropicciare con delicatezza il bordo interno delle palpebre con una nuova compressa o un cotton fioc imbevuto di **BLEPHASOL** per eliminare le impurità presenti alla base delle ciglia.
- Ripetere le stesse operazioni per l'altro occhio utilizzando una nuova compressa.



Non occorre sciacquare dopo l'uso.

AVVERTENZE SPECIALI

Non ingerire, non applicare direttamente negli occhi, non lasciare a portata di mano dei bambini.